

衛部醫器陸輸字第 001495 號




“必達” 一次性腦科手術用微創球囊導管套件
為治療三叉神經痛專門設計，具有微創、無痛、無血之特色

Matreneu®


Matreneu® 一次性腦科手術用微創球囊導管套件

一次性腦科手術用微創球囊導管套件為經皮球囊壓迫手術（PBC）治療三叉神經痛而專門設計。與其他外科手術相比，PBC手術為患者提供了更安全、更容易、更高效和更舒適的解決方案，具有微創、無痛、無血之特色。該套件包含一根PBC球囊導管、一套穿刺針、一個連接器和兩個注射器(1ml和2.5ml)。



經皮球囊壓迫手術適用於如下情況：


- 確診為三叉神經痛
- 因年齡或其他身體狀況而無法做開顱微血管減壓術
- 因害怕或其他原因拒絕開顱微血管減壓術
- 既往已做過各種三叉神經痛手術治療後病情復發




Product Features:




全部組件都依照PBC手術而專門設計




球囊遠端的內置金屬標記，允許成像設備識別球囊位置



針頭和導管上的測量標記為醫生提供深度參考和指導



球囊的順應性使它能夠根據Meckel腔體的形狀進行貼合




配套的穿刺針有助於順利引入球囊導管





鈍針尖保護血管免受意外傷害

經皮球囊壓迫術(PBC)之優勢

- 在全身麻醉下進行的簡單微創手術；
- 經證實的即時和長期臨床效果；
- 在透視引導下操作(c型臂、x線等)；
- 適用於復發性三叉神經痛，可多次手術；
- 對多發性硬化症引起的三叉神經痛有效；
- 適用於所有三叉神經痛類型和各種年齡的患者；
- 患者通常在術後2天內出院





-  二尖瓣球囊擴張導管套件(PBMV)
-  神經外科產品

授權分銷商

必達電子國際股份有限公司

地址: 11560 台北市南港區園區街36號2樓

電話: 02-2651-0062

FAX: 02-2651-6852



深圳市擎源醫療器械有限公司

地址: 深圳市寶安區留仙二路美生創谷科技園智谷三樓

電話: 0755-2691 2231

Fax: 0755-2691 3919

Email: info@symmedtech.com

Web: www.symmedtech.com